


ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-NdrG3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ugv2

商品番号: CM0013436



前書き

NDRG3

ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスのNDRG3（41 kDa）を標的とし、脳で特に高発現する普遍的に発現するタンパク質です。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDRG3 ウサギ pAb
備考/別名	NDRG3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57446
GeneID	57446
免疫原	ヒトNDRG3（NP_071922.2）のアミノ酸184-363に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UGV2
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ