

Wb用抗NdrG4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ulp0

商品番号: CM0020575

前書き

ヒトNDRG4を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。脳の発達、虚血ストレス、神経細胞シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDRG4ウサギpAb
備考／別名	BDM1; SMAP8; SMAP-8; NDRG4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	65009
GeneID	65009
免疫原	ヒトNDRG4（NP_001229765.1）のアミノ酸140～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9ULP0
タンパク質分子量	38 kDa
輸送	保冷バッグ