

Wb、Elisa用抗Ndst1ウサギポリクローナル抗体 - P52848

商品番号: CM0020347



前書き

ヒトNDST1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヘパラン硫酸生合成における重要酵素であるヒトおよびマウスNDST1を検出し、糖生物学や炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDST1 ウサギpAb
別名	HSST; NST1; MRT46; NDST1
対象種	ヒト
GeneID	3340
免疫原	ヒトNDST1 (NP_001534.1) のアミノ酸40～170番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52848
タンパク質分子量	101kDa
発送方法	氷袋梱包