


Anti-Ndufa1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O15239

商品番号: CM0002622



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証された高品質な抗NDUFA1ウサギモノクローナル抗体。ヒトミトコンドリア複合体Iサブユニットを標的とし、呼吸鎖およびミトコンドリア疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA1 Rabbit mAb
備考/別名	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4694
GeneID	4694
免疫原	合成ペプチド ヒトNDUFA1 (O15239) のアミノ酸1-70以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15239
タンパク質分子量	8kDa
配送	氷袋