


Wb・Elisa用 抗Ndufa10 (Ci-42Kd) ウサギポリクローナル抗体 - O95299

商品番号: CM0014236



前書き

ミトコンドリア複合体Iの補助サブユニットであるNDUFA10 (CI-42kD)を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと反応します。呼吸鎖およびミトコンドリア病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA10 Rabbit pAb
別名	CI-42k; CI-42KD; MC1DN22; NDUFA10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4705
遺伝子ID	4705
免疫原	??????? ??NDUFA10 (NP_004535.1)?????36?300????????????????????
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95299
タンパク質分子量	41kDa
発送	氷袋