


Anti-Ndufa12 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q9Ui09

商品番号: CM0027558



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のNDUFA12ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのNDUFA12（17kDa）を検出します。ミトコンドリア複合体Iの研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA12 Rabbit pAb
備考/別名	B17.2; DAP13; MC1DN23; NDUFA12
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	55967
免疫原	ヒトNDUFA12（NP_061326.1）のアミノ酸1-145番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI09
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	氷袋梱包