

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ndufa4L2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrx3

商品番号: CM0017208

前書き

ヒトNDUFA4L2（COXFA4L2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。低酸素およびミトコンドリア研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA4L2 Rabbit pAb
備考／別名	NUOMS; MISTRH; COXFA4L2; NDUFA4L2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	56901
GeneID	56901
免疫原	ヒトNDUFA4L2（NP_064527.1）のアミノ酸1～87に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRX3
タンパク質分子量	10kDa
配送	保冷バッグ