


Wb、Elisa用 Anti-Ndufa5 ポリクローナル抗体 - Q16718

商品番号: CM0025868



前書き

複合体Iの補助サブユニットであるNDUFA5に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWBおよびELISAで検証済み。ミトコンドリア呼吸鎖研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA5 ウサギ pAb
備考/別名	B13, NUFM, UQOR13, CI-13kB, CI-13KD-B, NDUFA5
種	ヒト
遺伝子ID	4698
免疫原	ヒトNDUFA5 (NP_004991.1) のアミノ酸1-116に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16718
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ