


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ndufa5ポリクローナル抗体 - Q16718

商品番号: CM0015288



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗NDUFA5ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。ミトコンドリア複合体Iの13kDaサブユニットを検出し、心臓、筋肉、脳で高発現。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA5 ウサギ pAb
備考/別名	B13; NUFM; UQOR13; CI-13kB; CI-13KD-B; NDUFA5
種	ヒト
GeneID	4698 (ヒト)
免疫原	ヒトNDUFA5のアミノ酸1-116に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004991.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16718
タンパク質分子量	13kDa
配送	保冷バッグ