


WbおよびElisa用 Anti-Ndufa6 ウサギポリクローナル抗体 - P56556

商品番号: CM0028747



前書き

ヒトNDUFA6に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア複合体I研究および呼吸鎖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA6 Rabbit pAb
備考/別名	B14; LYRM6; CI-B14; MC1DN33; NADHB14; NDUFA6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4700
GeneID	4700
免疫原	ヒトNDUFA6 (NP_002481.2) のアミノ酸35-154に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P56556
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋