


WbおよびElisa用 抗Ndufa7 ポリクローナル抗体（Ko検証済み） - O95182

商品番号: CM0026477



前書き

ミトコンドリア複合体Iの補助サブユニットであるNDUFA7 (CI-B14.5a)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWBおよびELISA用にKO検証済み。呼吸鎖およびミトコンドリア研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NDUFA7 ウサギ pAb
備考/別名	B14.5a; CI-B14.5a; A7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4701
遺伝子ID	4701
免疫原	ヒトNDUFA7 (NP_004992.2) のアミノ酸1-113に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95182
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ