


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Ndufa8ポリクローナル抗体 - P51970

商品番号: CM0016938



前書き

NDUFA8ウサギpAbは、20 kDaのミトコンドリア複合体Iサブユニットを検出します。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があり、WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。呼吸鎖およびミトコンドリア疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA8ウサギpAb
備考／別名	PGIV ; CI-19KD ; CI-PGIV ; MC1DN37 ; NDUFA8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4702
遺伝子ID	4702
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51970
タンパク質分子量	20 kDa
輸送条件	保冷バッグ