


WbおよびElisa用 Anti-Ndufa9 ポリクローナル抗体 - Q16795

商品番号: CM0025639



前書き

ミトコンドリア複合体IサブユニットであるNDUFA9（CI-39kD）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有し、WBおよびELISAで検証済み。ミトコンドリアおよび呼吸鎖研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFA9 ウサギ pAb
備考/別名	CC6; CI39k; COQ11; CI-39k; MC1DN26; NDUFS2L; SDR22E1; NDUFA9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4704
GeneID	4704
免疫原	ヒトNDUFA9（NP_004993.1）のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16795
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ