


Anti-Ndufab1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- O14561

商品番号: CM0017681



前書き

ヒトNDUFAB1に対するウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの
内在性NDUFAB1を検出します。ミトコンドリア複
合体Iおよび脂肪酸代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFAB1 Rabbit pAb
備考/別名	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4706
GeneID	4706
免疫原	ヒトNDUFAB1 (NP_004994.1) のアミノ酸50-156以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14561
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋