


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ndufab1 ウサギ モノクローナル抗体 - O14561

商品番号: CM0003773



前書き

NDUFAB1 ウサギ mAb (O14561)

は、ヒト、マウス、ラットに対する反応性を持ち、W B、IHC-P、ELISAで検証済みです。脂肪酸合成と複合体Iに必須のミトコンドリアアシルキャリアータンパク質を認識します。分子量は約17kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFAB1 ウサギ mAb
備考/別名	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4706
GeneID	4706
免疫原	ヒトNDUFAB1 (NP_004994.1) のアミノ酸50-156に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14561
タンパク質分子量	17kDa
輸送	氷袋