

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ndufaf1モノクローナル抗体 - Q9Y375

商品番号: CM0009659

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗NDUFAF1モノクローナル抗体。ミトコンドリア複合体Iのアセンブリ研究用の組換えウサギ抗体。ヒトに反応性、38 kDa。ミトコンドリア病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFAF1 ウサギ mAb
備考/別名	CGI65; CIA30; CGI-65; MC1DN11; NDUFAF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51103
遺伝子ID	51103
免疫原	ヒトNDUFAF1 (Q9Y375) のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y375
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ