

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ndufaf2ウサギポリクローナル抗体 - Q8N183

商品番号: CM0014972

前書き

ミトコンドリア複合体Iアセンブリ因子であるNDUFAF2（B17.2L、mimitin）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア疾患および繊毛研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFAF2ウサギpAb
備考/別名	MMTN; B17.2L; MC1DN10; mimitin; NDUFA12L; NDUFAF2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	91942
免疫原	ヒトNDUFAF2（NP_777549.1）のアミノ酸1～169に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N183
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷剤