

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ndufaf4ポリクローナル抗体 - Q9P032

商品番号: CM0016810

前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗NDUF4F4ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア複合体Iの組み立ておよびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名        | NDUF4F4 Rabbit pAb                                            |
| 備考／別名      | My013; C6orf66; HRPAP20; HSPC125; MC1DN15; bA22L21.1; NDUF4F4 |
| 種          | ヒト                                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 29078                                                         |
| 遺伝子ID      | 29078                                                         |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                                      |
| 由来         | ウサギ                                                           |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                     |
| アプリケーション   | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                    |
| SWISS      | Q9P032                                                        |
| タンパク質分子量   | 20kDa                                                         |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                         |