


Wb、Ip、Elisa用 Anti-Ndufb10 ポリクローナル抗体 - O96000

商品番号: CM0026626



前書き

ミトコンドリア複合体Iの補助サブユニットであるヒトNDUF10を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IP、ELISAで検証済み。呼吸鎖およびミトコンドリア病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUF10 ウサギ pAb
備考/別名	PDSW; MC1DN35; NDUF10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4716
GeneID	4716
免疫原	ヒトNDUF10 (NP_004539.1) のアミノ酸1-172に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96000
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷バッグ