

Wb、Elisa用 Anti-Ndufb11 ポリクローナル抗体 - Q9Nx14

商品番号: CM0015432



前書き

NDUFB11 ウサギ pAb

は、ミトコンドリア複合体Iサブユニットであるヒト NDUFB11 に特異的なポリクローナル抗体です。WB および ELISA

で検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。呼吸鎖およびミトコンドリア疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFB11 ウサギ pAb
備考/別名	ESSS; Np15; P17.3; NP17.3; CI-ESSS; MC1DN30; NDUFB11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54539
遺伝子ID	54539
免疫原	ヒト NDUFB11 (NP_061929.2) のアミノ酸 1-163に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NX14
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ