


Anti-Ndufb3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43676

商品番号: CM0012872



前書き

NDUFB3（Complex I-B12、11 kDa）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法/免疫細胞化学法、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。ミトコンドリア呼吸鎖機能および関連疾患の探索に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFB3 Rabbit pAb
備考/別名	B12; CI-B12; MC1DN25; NDUFB3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4709
遺伝子ID	4709
免疫原	ヒトNDUFB3 (NP_002482.1) のアミノ酸1-98に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O43676
タンパク質分子量	11kDa
配送	氷袋