

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ndufb4ウサギポリクローナル抗体 - O95168

商品番号: CM0014661



前書き

ヒトNDUFB4（複合体Iサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアおよび呼吸鎖の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFB4 Rabbit pAb
備考／別名	B15; CI-B15; B4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4710
遺伝子ID	4710
免疫原	ヒトNDUFB4のアミノ酸1〜90に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001161803.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95168
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスパック