


Wb、Ihc-P、If/Icc用抗Ndufb7ウサギポリクローナル抗体 - P17568

商品番号: CM0014215



前書き

ヒトNDUFB7（NADHデヒドロゲナーゼ [ユビキノン] 1ベータサブコンプレックスサブユニット7）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用。マウスおよびラットのミトコンドリア複合体IサブユニットB18と交差反応します。ミトコンドリア疾患研究およびIVDアッセイ開発をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	抗NDUFB7ウサギポリクローナル抗体
備考／別名	B18、CI-B18、MC1DN39、NDUFB7
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4713
免疫原	ヒトNDUFB7のアミノ酸1～137に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_004137.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17568
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷剤