


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ndufb8ポリクローナル抗体 - O95169

商品番号: CM0024201



前書き

ヒトNDUFB8に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのミトコンドリア複合体I補助サブユニットに特異的で、ミトコンドリア病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	内容
製品名	NDUFB8 ウサギpAb
別名	ASHI, CI-ASHI, MC1DN32, NDUFB8
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4714
GeneID	4714
免疫原	ヒトNDUFB8 (NP_004995.1) のアミノ酸29～186番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95169
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	氷袋