


Anti-Ndufb8 ラビットモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - O95169

商品番号: CM0002115



前書き

ヒトNDUFB8（ミトコンドリア複合体Iアクセサリサブユニット）を標的とする組換えラビットモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。IVD原材料の供給およびミトコンドリア機能障害の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFB8 Rabbit mAb
備考/別名	ASHI; CI-ASHI; MC1DN32; NDUFB8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4714
遺伝子ID	4714
免疫原	ヒトNDUFB8 (O95169) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95169
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ