


Anti-Ndufb9ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Y6M9

商品番号: CM0022525



前書き

ヒトNDUFB9（ミトコンドリア複合体Iのアクセサリサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NDUFB9 Rabbit pAb
備考/別名	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; MC1DN24; NDUFB9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4715
GeneID	4715
免疫原	ヒトNDUFB9 (NP_004996.1) のアミノ酸80-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6M9
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋