


抗Ndufb9ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Y6M9

商品番号: CM0002250



前書き

ヒトNDUFB9（ミトコンドリア複合体Iサブユニット）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。呼吸鎖研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFB9 ウサギ mAb
備考/別名	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; NDUFB9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4715
GeneID	4715
免疫原	ヒトNDUFB9 (Q9Y6M9) のアミノ酸80-170に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6M9
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ