


Wb、Elisa用 抗Ndufc2ポリクローナル抗体 - O95298

商品番号: CM0029564



前書き

NDUFC2（複合体IサブユニットB14.5b）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーション用。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ミトコンドリア呼吸鎖研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFC2 ウサギ pAb
備考/別名	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADH2; CI-B14.5b; NDUFC2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4718
免疫原	ヒトNDUFC2 (NP_004540.1)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95298
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ