


Wb、Elisa用抗Ndufc2ウサギモノクローナル抗体 - O95298

商品番号: CM0002440



前書き

ヒトNDUFC2（CI-B14.5b）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。この14 kDaのミトコンドリア複合体I補助サブユニットのN末端領域（アミノ酸1-119）を標的とし、電子伝達系の会合やミトコンドリア病の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFC2 ウサギmAb
別名	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; NDUFC2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4718
GeneID	4718
免疫原	ヒトNDUFC2（NP_004540.1）のアミノ酸1-119番に対応する配列を含む組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95298
タンパク質分子量	14kDa
輸送方法	保冷剤