


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ndufs1モノクローナル抗体 - P28331

商品番号: CM0007465



前書き

ヒトNDUFS1を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性NDUFS1を検出します。ミトコンドリア複合体Iの研究および呼吸鎖研究向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS1 ウサギmAb
別名	CI-75k; MCIDN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUFS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4719
GeneID	4719
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNDUFS1 (NP_004997.4) のアミノ酸80～290番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28331
タンパク質分子量	79kDa
輸送方法	氷袋