


Anti-Ndufs1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

商品番号: CM0029683



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用として検証されたNDUFS1ラビットポリクローナル抗体（pAb）。ヒトNDUFS1（CI-75kD）を標的とし、ミトコンドリア電子伝達系に不可欠な複合体Iのコアサブユニットです。マウス、ラットとの交差反応性があります。ミトコンドリア病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	NDUFS1 Rabbit pAb
備考/別名	CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUFS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4719
GeneID	4719
免疫原	ヒトNDUFS1 (NP_004997.4) のアミノ酸80-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28331
タンパク質分子量	79kDa
配送	氷袋