


Anti-Ndufs1 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - P28331

商品番号: CM0023940



前書き

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISAで検証済みのNDUFS1ウサギポリクローナル抗体。ヒトNADH-ユビキノンオキシドレダクターゼ75 kDaサブユニット（Complex I-75kD）を標的とします。マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリア複合体Iの研究および診断に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS1 Rabbit pAb
備考/別名	CI-75k, MC1DN5, CI-75Kd, PRO1304, NDUFS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4719
免疫原	ヒトNDUFS1 (NP_004997.4) のアミノ酸80-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28331
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ