


Wb・Elisa用抗Ndufs2モノクローナル抗体 - O75306

商品番号: CM0003501



前書き

ヒトNDUFS2 (CI-49)
を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア複合体Iおよび酸化のリン酸化の研究用途で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS2 ウサギmAb
別名	CI-49; MC1DN6; NDUFS2
対象種	ヒト
遺伝子ID	4720
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNDUFS2 (NP_004541.1) のアミノ酸300〜434番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75306
タンパク質分子量	53kDa
輸送方法	氷袋