


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ndufs2ポリクローナル抗体 - O75306

商品番号: CM0014766



前書き

NDUFS2に特異的なKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。ミトコンドリア複合体Iの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NDUFS2ウサギpAb
備考/別名	CI-49; MC1DN6; S2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4720
GeneID	4720
免疫原	ヒトNDUFS2 (NP_004541.1) のアミノ酸204～463に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75306
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ