


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Ndufs3モノクローナル抗体 - O75489

商品番号: CM0012257



前書き

ウサギモノクローナル抗NDUFS3抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットのNDUFS3（ミトコンドリア複合体Iのコアサブユニット、約30 kDa）を認識します。ミトコンドリア病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS3 Rabbit mAb
備考/別名	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4722
遺伝子ID	4722
免疫原	合成ペプチド ヒトNDUFS3 (O75489) のアミノ酸165-264領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O75489
タンパク質分子量	30 kDa
配送	氷袋