


Wb・Elisa用抗Ndufs3ポリクローナル抗体 - O75489

商品番号: CM0026496



前書き

ミトコンドリア複合体IのコアサブユニットであるヒトNDUFS3に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。ミトコンドリア呼吸鎖機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS3 ウサギ pAb
別名	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4722
GeneID	4722
免疫原	ヒトNDUFS3 (NP_004542.1) のアミノ酸37-264番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	O75489
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋梱包