


Anti-Ndufs3 ウサギモノクローナル抗体 (Complex I-30Kd) For Wb, Ihc-P, Elisa - O75489

商品番号: CM0007610



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みの組換え型抗NDUFS3ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNDUFS3 (30

kDa) を認識します。ミトコンドリア複合体Iの研究および呼吸鎖の研究に最適です - O75489。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS3 Rabbit mAb
備考/別名	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4722
GeneID	4722
免疫原	ヒトNDUFS3 (NP_004542.1) のアミノ酸37-264に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75489
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ