


Anti-Ndufs3 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ip, Elisa対応） - O75489

商品番号: CM0027432



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IP、ELISAに検証済みのNDUFS3ウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリア複合体Iサブユニットに特異的で、呼吸鎖の研究および診断に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS3 Rabbit pAb
備考/別名	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4722
遺伝子ID	4722
免疫原	ヒトNDUFS3 (NP_004542.1) のアミノ酸37-264に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75489
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ