


Wb用抗Ndufs4モノクローナル抗体 - O43181

商品番号: CM0011670



前書き

ウサギ由来モノクローナル抗ヒトNDUFS4抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア複合体Iおよび呼吸鎖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS4 ウサギmAb
別名	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
対象種	ヒト
遺伝子ID	4724
免疫原	ヒトNDUFS4（O43181）のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43181
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	保冷剤