


ウエスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ndufs4

ウサギポリクローナル抗体 - O43181

商品番号: CM0016194



前書き

ヒトNDUFS4（ミトコンドリア複合体Iサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ミトコンドリア病および呼吸鎖研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS4 ウサギ pAb
備考/別名	AQDQ; CI-18; MCIDN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4724
GeneID	4724
免疫原	ヒトNDUFS4（NP_002486.1）のアミノ酸1-175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43181
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ