


抗Ndufs5ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - O43920

商品番号: CM0024388



前書き

ヒトNDUFS5（CI-15kDa、複合体Iアクセサリーサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。ミトコンドリア呼吸鎖の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS5 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CI15K; CI-15k; NDUFS5
種	ヒト
遺伝子ID	4725 (ヒト)
免疫原	ヒトNDUFS5の1-106アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_004543.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43920
タンパク質重量	13kDa
配送	アイスパック