


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ndufs5 ウサギポリクローナル抗体 - O43920

商品番号: CM0020588



前書き

ヒトNDUFS5 (CI-15k) を標的とするウサギポリクローナル抗体。複合体Iの補助サブユニット。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。ミトコンドリア呼吸鎖研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] NDUFS5 ウサギ pAb
備考/別名	CI15K; CI-15k; [KD検証済み] NDUFS5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4725
遺伝子ID	4725
免疫原	組換えタンパク質 - ヒトNDUFS5 (NP_004543.1) のアミノ酸1-106に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43920
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ