


Wb、Elisa用抗Ndufs6ポリクローナル抗体 - O75380

商品番号: CM0029599



前書き

NDUFS6

ウサギpAb (O75380) はWBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのNDUFS6を認識します。組換え免疫原（アミノ酸29-124番）。ミトコンドリア複合体Iの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS6 ウサギpAb
備考／別名	MC1DN9; CI-13kA; CI13KDA; CI-13kD-A; NDUFS6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4726
GeneID	4726
免疫原	ヒトNDUFS6 (NP_004544.1) のアミノ酸29-124番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O75380
タンパク質分子量	14kDa
輸送方法	氷袋