


Wb、Elisa用抗Ndufs7ウサギポリクローナル抗体 - O75251

商品番号: CM0018871



前書き

ヒトNDUFS7（Complex I-20kD、PSST）を標的とするWBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。ミトコンドリア呼吸研究に不可欠です。ヒトサンプルでバリデーション済みで、ミトコンドリア病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS7ウサギpAb
備考／別名	NDUFS7; CI-20; CI-20KD; MY017; PSST; NADH:ユビキノン酸化還元酵素コアサブユニットS7
種	ヒト
GeneID	374291
免疫原	合成ペプチド ヒトNDUFS7（NP_077718.3）のアミノ酸80～160内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75251
タンパク質分子量	22kDa/23kDa
輸送	保冷バッグ