


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ndufs8 ウサギポリクローナル抗体 - O00217

商品番号: CM0013896



前書き

ミトコンドリア複合体IサブユニットNDUFS8に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ミトコンドリア呼吸鎖機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFS8 ウサギ pAb
備考/別名	TYKY, CI-23k, CI23KD, MC1DN2, NDUFS8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4728
GeneID	4728
免疫原	組換えタンパク質; ヒトNDUFS8 (NP_002487.1) のアミノ酸35-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用可能アッセイ	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O00217
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤入り