


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Ndufv1モノクローナル抗体 - P49821

商品番号: CM0006899



前書き

NDUFV1ウサギモノクローナル抗体（クローン非指定）は、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて51 kDaのミトコンドリア複合体Iサブユニットを検出します。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みです。電子伝達系、ミトコンドリア疾患、メタボロミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFV1 Rabbit mAb
備考/別名	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4723
GeneID	4723
免疫原	ヒトNDUFV1 (NP_009034.2) のアミノ酸72-420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49821
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋