


抗Ndufv1ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P49821

商品番号: CM0018031



前書き

本ヒトNDUFV1（NADH脱水素酵素フラボタンパク質1、Complex I-51kD）に対するウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロット、IHCパラフィン切片、免疫蛍光染色/ICC、およびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットのNDUFV1と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFV1 ウサギpAb
備考/別名	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4723
GeneID	4723
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P49821
タンパク質重量	51kDa
配送	アイスバッグ