


Anti-Ndufv1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P49821

商品番号: CM0029635



前書き

ミトコンドリア複合体Iの51kDaコアサブユニットであるNDUFV1を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルに対して反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFV1 Rabbit pAb
別名	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4723
GeneID	4723
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNDUFV1 (NP_009034.2) のアミノ酸72-420番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49821
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤