


Ndufv2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P19404

商品番号: CM0030327



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体、ヒトNDUFV2（CI-24k）に対応。WBおよびELISAでの使用が検証済み、ヒト・マウス・ラットと交差反応します。NDUFV2はミトコンドリア呼吸鎖複合体Iのコアサブユニットで、電子伝達に関与しミトコンドリア病と関連付けられています。 - P19404

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NDUFV2 ウサギpAb
別名	CI-24k; MC1DN7; NDUFV2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4729
遺伝子ID	4729
免疫原	ヒトNDUFV2（NP_066552.2）のアミノ酸1〜249番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19404
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	保冷剤梱包