

## Anti-Necab1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N987

商品番号: CM0013089

### 前書き

#### NECAB1 (EFCBP1)

ウサギポリクローナル抗体は、アミノ酸1-351に対して作成されました。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性が確認されています。脳組織におけるニューロンカルシウム結合タンパク質1の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | NECAB1 ウサギ pAb                                         |
| 備考/別名    | EFCBP1; STIP-1; NECAB1                                 |
| 種        | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID    | 64168                                                  |
| 免疫原      | ヒトNECAB1 (NP_071746.1) のアミノ酸1-351に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース      | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS    | Q8N987                                                 |
| タンパク質分子量 | 41kDa                                                  |
| 配送       | アイスバッグ                                                 |